

## Dentaurum erweitert das digitale Implantat-Sortiment von tioLogic® TWINFIT

### – Individuelle Lösungen beginnen an der Basis

Die brandneue CAD/CAM Titanbasis VARIO von Dentaurum ermöglicht effizientes, flexibles und zuverlässiges Arbeiten durch ein revolutionäres Design. Eine effektive und innovative Ergänzung des patentierten tioLogic® TWINFIT Implantatsystems, von dem bereits zahlreiche Anwender überzeugt sind. Neben dem Abutment-Switch, der Wechsellmöglichkeit zwischen Konus und Plattform, lassen sich verschiedene Höhen sowie ein individuell anpassbarer Schraubenkanal einfach und digital realisieren.



## Komplizierte Lagerhaltung war gestern – heute ist VARIO

Die neue tioLogic® TWINFIT CAD/CAM Titanbasis VARIO bietet 4 individuell einstellbare Längen und einen angulierten Schraubenkanal bis zu 20° in einem einzigen Produkt.



Mit einer Kaminhöhe von 8.5 mm bietet die CAD/CAM Titanbasis VARIO optimale Unterstützung für hohe Restaurationen und vergrößert die Klebefläche. Im innovativen Design sind Klebezyllinderlängen von 4.0 bis 8.5 mm in 1.5 mm-Schritten möglich. Gekürzt wird die CAD/CAM Titanbasis VARIO einfach mit einer Trennscheibe, geführt von vorpräparierten Führungslinien. In einem Schritt kann das vorgeformte Fenster entfernt werden, sodass ein angulierter Schraubenkanal mit einem Winkel bis zu 20° realisiert wird. Alle Längen, Angulationen, Gingivahöhen und Durchmesser (entsprechend der tioLogic® TWINFIT Aufbauvarianten S, M und L) sind als CAD/CAM-Dateien verfügbar. Bei der CAD/CAM Titanbasis VARIO haben Sie die Wahl zwischen einer Konus- und einer Plattform-Version.

Mit dem Implantatsystem tioLogic® TWINFIT ist ein Wechsel jederzeit möglich: dank des innovativen Abutment-Switches kann tioLogic® TWINFIT sowohl Konus- als auch Plattform-Aufbauten aufnehmen. So bleibt die prothetische Implantatversorgung auch nach der Insertion des Implantats jederzeit flexibel.

Effizientes und flexibles Arbeiten wird damit besonders komfortabel. Optimieren Sie den Ablauf von der Insertion bis zur endgültigen Versorgung mit den tioLogic® TWINFIT Komponenten von Dentaaurum.

In diesem Zusammenhang bietet Dentaaurum verschiedene Hands-on-Workshops sowie Fortbildungen im curriculären Ansatz mit Fokus auf das tioLogic®-TWINFIT Implantatsystem an. Auch bei den beliebten Fachtagen Implantologie am 26.09.2026 in Bonn sowie am 21.11.2026 in Jena erwarten die Teilnehmer wertvolle Impulse sowie Austausch mit Kollegen und hochkarätigen Referenten in einem kompakten Format.

Jetzt unter [www.dentaaurum.de/seminare-implantologie](http://www.dentaaurum.de/seminare-implantologie) entdecken!

**Weitere Informationen:**

DENTAURUM GmbH & Co. KG

Turnstr. 31

75228 Ispringen

Tel. +49 7231 / 803-0

Fax: +49 7231 / 803-295

E-Mail: [info@dentaaurum.com](mailto:info@dentaaurum.com)

Web: [www.dentaaurum.com](http://www.dentaaurum.com)

**DENTAURUM GmbH & Co. KG**

**140 JAHRE DENTAURUM – Nur wer die Vergangenheit versteht, kann Zukunft gestalten**

2026 feiern wir mit Stolz eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte: Seit 140 Jahren ist Dentaaurum ein treuer Begleiter in der Dentalbranche. Gegründet im Jahr 1886, sind wir das älteste noch ununterbrochen existierende Dentalunternehmen der Welt, seit dem ersten Tag in der Dentalindustrie tätig – und immer noch in Familienbesitz.

Unsere Firmenzentrale in Ispringen im Nordschwarzwald verkörpert den Leitgedanken „Engineered and made in Germany“. Hier entstehen über 8.500 Markenprodukte, die weltweit in den Bereichen Kieferorthopädie, Zahntechnik, Implantologie und Keramik Maßstäbe setzen.

Bei Dentaaurum steht nicht nur die Entwicklung hochwertiger Produkte im Mittelpunkt, sondern auch das Engagement für die Welt um uns herum. Bereits seit 1989 zählen wir zu den Pionieren im Umwelt- und Klimaschutz und setzen uns aktiv für eine nachhaltige Zukunft ein. Seit 1994 sind Qualitätsmanagement und Umweltmanagement in einem integrierten System vereint, um unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Zudem legen wir höchsten Wert auf Arbeitsschutz, einen respektvollen Umgang miteinander und die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter.

Unser Jubiläum ist nicht nur ein weiterer großer Meilenstein, sondern auch ein Beweis für das Engagement, die Qualität und die Leidenschaft, mit der wir unsere Produkte und Dienstleistungen stetig verbessern. Wir danken unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern für ihr Vertrauen sowie ihre Unterstützung und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Kapitel unserer Erfolgsgeschichte!